



UM 5800 Plus 蒸发光散射检测器

升级款

针对非紫外吸收物质的检测
中国蒸发光散射检测器领跑者



十年磨一剑



卓越服务

- ▶ 免费安装、调试和培训，一年保修，终身维护
- ▶ 24小时提供仪器的技术与故障咨询
- ▶ 不定期根据用户需求举办应用技术培训
- ▶ 定期回访，主动解决用户切实问题
- ▶ 应用研发和客服中心的全流程贴心帮助
- ▶ 帮助客户进行方案开发及分析技术支持服务
- ▶ 长期优惠供应零部件及耗材试剂



产品特点

面板图谱显示功能

仪器面板含有谱图显示功能，基于Windows的触摸屏幕上显示谱图，可实时监测谱图采集，有利于预实验进行。

信号增益调节功能

多档增益调节，可根据样品浓度调节信号响应。

仪器方法存储

提供100组方法存储空间，对于药典品种，可直接调用已存储的方法。

信号输出

模拟信号输出，可与任何品牌HPLC联用。

安全性全面提升

仪器开机多项自检，同时具备出错修正控制，温度、压力及流量等实时监控报警且异常情况具备声音和灯光报警，多重安全保护设计，有效提升仪器维护方式方法，降低仪器维护成本，延长仪器使用寿命。

绿色节能

待机及工作模式等多种模式自有切换，有效降低功耗。

密码锁屏

密码锁屏，防止误操作，显示错误日志，满足GLP要求。



美国通微技术股份有限公司

Unimicro Technologies, Inc.

Tel.: 925-846-8638

Fax: 925-401-9548

Address: 440 Boulder Court, 100C, Pleasanton, CA 94566, USA



上海通微分析技术有限公司

电话: 021-38953588 38953390 38953570

传真: 021-38953588

邮箱: info@unimicrotech.com.cn

地址: 上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座

上海通微分析技术有限公司 版权所有
TW01E001.20191009